



## 手持式筛查鼓室压力计







**ALLEGRO** 



# ■快速简单 鼓室压力测量

鼓室压力测量 GSI Allegro™ 是一款手持式筛查仪, 适用于任何需要鼓室压力测量和同侧声反射测量的测试场 景。Allegro 采用四键导航面板,可实现快速可靠的测试。可对测试进行自定义配置,仅需几 秒即可自动完成中耳测试。Allegro 系列 产品配备了充电座、热敏打印机和便携盒。





## 鼓室压力测量

- 226 Hz 探头音
- 鼓膜峰值压力
- 峰值导纳
- 耳道容积
- •梯度

## 声反射测量

- 同侧声反射
- 四个频率
- 可配置声反射设置
- •自动检测





## 3 大 优点



## 快达三秒

只需三秒就可以测出单 耳的鼓室压力图。快速 测试对于测试多样化的 患者群体至关重要。



## 轻松培训

只需要几分钟即可掌握测试方法。Allegro是一款易于使用且易于培训的设备。



### 随时随地使用

Allegro 系列是小型 诊所等的理想解决方 案,在这些诊所中, 轻巧便携的设备非常 重要。该设备还配有 一个便携盒。



## 主要特点

- 可自定义的
   用户设置
- 轻松 导航
- **●** 便携式设计

- ◆ 4 个关键的
  鼓室图测量
- 快速 密封
- 存储
   患者信息





## ■您对我们的设备有何期望


## 听力测试解决方案的世界领导者

GSI 是测听仪器的全球领导者,旗下有全系列的听力计、鼓室压力计、耳声发射 (OAE) 和听觉诱发电位仪器。从研究机构到学校筛查,在超过 75 年的时间里,GSI 的仪器始终是全球听力评估的首选设备。

## 设计灵巧,坚固耐用

GSI 的设计理念是"设计灵巧,坚固耐用"。GSI 设备"设计灵巧"的理念以满足听力学家的需求为出发点,采用先进的人体工程学设计,以及一键式、单功能导航面板。"坚固耐用"则体现在设备能应对频繁的测试需求,适用于各种复杂的测试场景。

品质优良、安全可靠、用户友好是 GSI 品牌的三大核心特征,也是铸就 GSI 品牌的基石。GSI 产品的这三项特征也是用户对我们的期望。





## **ALLEGRO**

## 技术 规格

### 尺寸和重量

(宽 x 深 x 高): 4.5 英寸 x 9 英寸 x 2.8 英寸 (11.5 cm x 23 cm x 7 cm)

显示屏: 128 x 64 像素/8 行, 每行 21 个字符

重量: 650 克 (1.433 磅)

### 鼓室压力测量

设备类型: 耳道补偿鼓室压力计

已执行的分析:导纳峰值水平(单位为 ml);相同峰值压力;梯度(单位为

daPa) ; 200 daPa 时的耳道容积 (ECV)

探头音强度和精度: 226 Hz +/-2%; 在 0.2 ml 至 5 ml 范围内为 85 dB SPL

+/-2 d

**压力水平和精度**: +200 daPa 至 -400 daPa +/-10 daPa 或 +/-10% (以较大者为准)

, , , , ,

耳道容积测量范围和精度: 0.2 ml 到 5 ml +/-0.1 ml 或在整个范围内为 +/-5%

(以较大者为准)

扫描速度: 通常为 200 daPa/s; 视耳道/腔体容积而定

压力范围 (安全界限): +600 到 -800daPa

### 声反射测量

测量模式: 同侧

**声反射强度和精度:** 500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz (+/-2%); 可在 70 dB 至 100 dBHL (4 kHz 限制到 95 dBHL) +/-3 dB 范围内配置,以 2 ml 校准

容积为基准;补偿测得的耳道容积

**声反射测量范围和精度**: 0.01 ml 到 0.5 ml +/-0.01 ml, 可以 0.01 ml 的步长进

行配置

**声反射分析**:在每个水平上测试了是否存在声反射;各声反射水平的最大振幅

(见打印报告和计算机报告); 执行声反射测量时的压力 **声反射测量所用的压力**: 鼓室压力图峰值的压力,或 0 daPa

声反射音持续时间: 0.6 秒

#### 数据管理

患者数据库中存储的病例数: 32 位患者

存储的数据: 患者姓名缩写、鼓室压力图、声反射图、分析、时间/日期和测试

参数

### 语言

英语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语或意大利语

#### 热敏打印机

支持的打印机: Sanibel MPT-II 接口: 通过连接线连接至托架

### 与计算机的接口

USB 1.1 版

#### 环境参数

工作温度范围: +59°F (+15°C) 至 +95°F (+35°C) 工作湿度范围: 30% 至 90% 相对湿度, 无冷凝工作大气压力范围: 980 至 1040 mb, 无冷凝

运输和存储温度范围: -68°F (-20°C) 至 +158°F (+70°C) 运输和存储湿度范围: 10% 至 90% 相对湿度, 无冷凝

运输和存储大气压力范围: 900 至 1100 mb

### 电源

电池: 镍氢 (NiMH) 可充电电池组。 接口: 通过连接线连接至托架

主电源 (到托架): 100 - 240 V 交流; 50/60 Hz; 0.2 A

**满电量时的记录次数:** 高达 100 自动关机延时: 90 或 180 秒

待机电流: 70 mA 测试电流: 230 mA

#### 质量体系

根据 ISO 13485 认证质量体系制造、设计、开发和销售。

#### 符合性

• IEC 60601-1 (加 UL、CSA 和 EN 偏差)

• IEC 60601-1-2

• IEC 60645-5, 2 类鼓室压力计

• CE 标志: 欧盟"医疗器械指令"