

自动测试 听力计

技术规格

- 气导诊断频率：250、500、750、1000、1500、2000、3000、4000、6000、8000 Hz
- 骨导诊断频率：500、1000、2000、4000 Hz
- 气导诊断水平范围：-20 至 100 dB HL
- 骨导诊断水平范围：-20 至 75 dB HL (视频率而定)
- 掩蔽：窄带噪声、言语噪声
- 气导筛查频率：500、1000、2000、4000 Hz
- 气导筛查水平：20 或 25 dB HL
- 言语测试：言语识别阈 (SRT)、言语识别率 (WRS)

	AMTAS FLEX	AMTAS PRO
气导诊断	✓	✓
气导筛查	✓	✓
掩蔽	✓	✓
骨导诊断		✓
言语 SRT		✓
言语 WRS		✓
连接到听力计		✓
dB HL 范围	10 至 80	-20 至 100
质量指标	✓	✓
听力图分类	有限	综合